Sirona Dental Systems GmbH Fertigungsauftrag

Datum: 06.05.2022

Seite: 009/009

Auftrag Auftragsmenge:

Material

650631

6391374

T1 Kopfwelle Z13

Vorg 0650

Folge

KostSt 814

ArbPl 011-0836

Menge ME 100 ST Steu SI03

RückmeldNr 0054883867

Auftrag:



RückmeldNr:



Technologie:

Thorsten Barthel

Tel.: 3132

Beschreibung:

Reinigen: Programm 8

Waschvorrichtung: Waschkorb - schwenken

Teile vor dem Reinigen entmagnetisieren.

In neuem Minigripbeutel verpackt weiterliefern/bzw.einlagern

Teile werden lasergeschweisst, deshalb sauber und fettfrei halten!

Vorgabezeiten zu Vorgang 0650 Folge 0

Rüstzeit: 0,050 STD Maschinenzeit:

STD

Vorgabezeit:

STD

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Vorg 0660

Folge

KostSt

823

ArbPl GIT-BÜRO Menge ME 100 ST Steu SI03 RückmeldNr 0054883876

Auftrag:



RückmeldNr:



Beschreibung:
Teile liefern an F. Barthel, GIPG Robert Schnift Gipg , 2731

Projekt DAT4.ZERO -Musterteile für adaptive Paarung

Die Teile entsprechen der Materialnummer 6391374, sind aber nicht zeichnungsgerecht (DOE-Teile).

Bearbeitung ab Vorgang 0200


Teile sind nicht für Serienfertigung verwendbar.

geprüft 11

Robert 5

Vorgabezeiten zu Vorgang 0660 Folge 0 Rüstzeit: Maschinenzeit:

Vorgabezeit:



Sirona Dental Systems GmbH

Fertigungsauftrag Datum: 06.05.2022 Seite: 001/009

6506314 Auftrag 100 ST Auftragsmenge:

6391374 T1 Kopfwelle Z13 2013

Material :

SI09 Musterfertigung (ohne Warene

Auftragsart RevStd / Ändnr.:

05 / 130236 ÄndNr. APLA/STÜLI:

500000014985 / 129624

FertSteuerer : 802: Zahnrad

002 Disponent : Pfannmüller, Kurt

31

WGr.:

Prüflosnummer :

Planergruppe : Barthel, Thorsten 002 00000000000

Auftragsstatus : FREI DRUC ABRV CHPF NMVP

06.07.2022

06.05.2022 Ende: : _______

Auftragskopftext:

Projekt DAT4.ZERO -Musterteile für adaptive Paarung

Die Teile entsprechen der Materialnummer 6391374, sind aber nicht zeichnungsgerecht (DOE-Teile).

Bearbeitung ab Vorgang 0200

Teile sind nicht für Serienfertigung verwendbar.

Teile liefern an R.Schmitt GIP

ACHTUNG !

Auftrag

chargenpflichtig

Plankopftext:

MaGr.5184 Standardfertigung Tsugami

Alternative Folge für Honbearbeitung auf MaGr. 3359 oder 1359 vorhanden.

Hinweis: Teilefamilie!

Vor Fertigungsbeginn überprüfen, ob Auftrag für

Kopfwelle Z13 K mini 6639590 bzw. Kopfwelle Z13K 6642040 vorhanden ist!

Dieser kann mit reduziertem Rüstaufwand mitgefertigt werden !

Anderungsstand Zeichnung:

Blatt 1 - 129624

ALL (Stresstest) - 130236

__________ Folge: 0 Art: Stammfolge

Bezugsfolge von Vorgang nach Vorgang

Stammfolge - Honen Kadia

Seite: 002/009

Auftrag

6506314

100 ST

Auftragsmenge: Material :

6391374

T1 Kopfwelle Z13

Vorg

Folge

KostSt 802

ArbPl 002-0410 Menge ME 100 ST

Steu SI01

RückmeldNr 0054883862

Auftrag:

0200



RückmeldNr:



Technologie:

Jan Reinhardt

Tel.: 2338

Beschreibung:

Vergüten

- Werkstoff X105CrMo17, 1.4125!
- 1. Spannungsarmglühen 670°C 30 min in Schutzgas Aufheizen bis 670°C, 30 min halten, dann Abkühlen im Ofen auf max. 300°C!
- 2. Härten 1060°C in Schutzgas Bandgeschwindigkeit 20cm/min in Härterei eigenen Hartekörbchen 130 X 60 mm Inhalt pro Körbchen 30 g
- 3. Anlassen 180°C 60 min in Schutzgas
- 4. Unterkühlen-80°C 120 min
- 5. Anlassen 180°C 60 min in Schutzgas

goprüft 11

!!! Achtung !!!

- Teile nicht mit anderen Aufträgen vertauschen, Material!

Chargenpflichtiges

Vorgabezeiten zu Vorgang 0200 Folge 0

Rüstzeit:

0,1 STD

Maschinenzeit:

0,090 STD Vorgabezeit: 0,090 STD

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Sirona Dental Systems GmbH

Fertigungsauftrag Seite: 003/009 Datum: 06.05.2022

Auftragsmenge: Material

6506314

6391374

T1 Kopfwelle

Vorg 0210

Folge

KostSt

ArbPl 802 002-1892

Menge ME 100 ST Steu SI01

RückmeldNr 0054883863

Auftrag:



RückmeldNr:



Technologie:

Jan Reinhardt

Tel.: 2338

Beschreibung:

Härte Prüfen:

Härte 760 ±50 HV3 5 Stück/Auftrag

Teil 1: 723. HV3 - D74

Teil 2: 726. HV3 - D190

Teil 3: .730 HV3 - D97

Teil 4: 753 HVB - 073

Teil 5: .736 HV3 - DION

geprüft 11 1 2. MAI 2022

Die Stückzahlen und Härteergebnisse sind handschriflich im Auftrag und in SAP-Transaktion CO02 einzutragen!

!! Diese 5 Prüfteile sind zu verschrotten und als Ausschuss rückzumelden !!

Vorgabezeiten zu Vorgang 0210 Folge 0

0,125 STD Maschinenzeit:

STD Vorgabezeit:

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Fertigungshilfsmittel zu Vorgang 0210 Folge 0

F156410 TRANSPORTMITTEL

Seite: 004/009

Auftrag : Auftragsmenge: 6506314

100 ST

6391374

T1 Kopfwelle Z13 Material : ______

Vorq 0300

Folge 0 KostSt

ArbPl 802 002-2782

Menge ME 100 ST Steu SI01 RückmeldNr 0054883864

Auftrag:



RückmeldNr:



Technologie:

Emre Birgül

Tel.: 3768

Beschreibung:

Gleitschleifen 1. Arbeitsgang:

Nassgleitschleifen: Anlage:

OTEC CF 18 Topf 2 o. 3

Programm Nr.:

7

Drehzahl:

330 U/min

Laufzeit:

2,0 h DZP 4/4

Trägermaterial:

10 1/h ± 25%

Wassermenge: Coumpound:

3% SC15

Schleipaste:

SP 62

Reinigen:

Reinigen nach AA15.056

(Entmagnetisieren, Ultraschallwaschen und Trocknen)

Es dürfen keine Schleifpartikel auf den Teilen zurückbleiben

Prüfen:

1. Teile gratfrei

T20

2. Teile frei von Schleifgut

T20

3. Zahnrad optisch auf Gefügebeschädigungen überprüfen.

Stück/Auftrag

Vorgabezeiten zu Vorgang 0300 Folge 0

Rüstzeit: 0,1 STD Maschinenzeit: 0,050 STD Vorgabezeit: 0,050 STD

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Fertigungshilfsmittel zu Vorgang 0300 Folge 0

F156410

TRANSPORTMITTEL

F465730

Schleifkoerper DZP 4/4

Sirona Dental Systems GmbH

Fertigungsauftrag Datum: 06.05.2022 _______

6506314

Auftragsmenge: Material :

6391374

T1 Kopfwelle Z13

Vorg 0399 Folge 0

KostSt 761

ArbPl 001-0572

Menge ME 100 ST Steu SI01

RückmeldNr 0054883868

Seite: 005/009



RückmeldNr:



gepruft 11

Beschreibung:

Steuern: Entscheidung alternative Folge

Festlegen der weiteren Bearbeitung Honen.

Stammfolge: automatisiertes Honen Kadia MaGr.3359

Alternativfolge: manuelles Honen MaGr. 1359

Vorg 0400 Folge 0 KostSt 761

ArbPl 001-2616 Menge ME 100 ST

Steu SI01

RückmeldNr 0054883871

Auftrag:



RückmeldNr:



Beschreibung:

Palettieren: 6391374 01 129624 !-ZA-!

Palettieren nach Programm-Nr. 12 am universellen Palettiersystem.

Hierfür:

- Programm auswählen
- Zu palettierende Stückzahl eingeben
- Nicht belegte Palettenpostionen abwählen
- Einzelteile gleichmäßig in Feeder einbringen
- WICHTIG: Greiferbacken 1 montiert!
- Palettiervorgang starten
- nach dem Palettiervorgang restliche Teile aus Feeder

entfernen (Purge).

Vorgabezeiten zu Vorgang 0400 Folge 0

Rüstzeit: 0,150 STD Maschinenzeit:

0,1 STD Vorgabezeit:

0,050 STD

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Fertigungshilfsmittel zu Vorgang 0400 Folge 0

F475090

Palette f. Kopfwelle (Honen Kadia)


Seite: 006/009

Auftrag Auftragsmenge: Material :

6506314

100 ST

6391374



T1 Kopfwelle Z13 2013 ______

Vorq 0410 Folge

KostSt 761 ArbPl 001-3359 Menge ME 100 ST Steu SI01 RückmeldNr 0054883870

Auftrag:



RückmeldNr:



Technologie:

Andreas Helfert

Tel.: 3293

Beschreibung:

Honen: 6391374 01 129624 !-ZA-!

Selbstprüfung mit Procella: 6391374_01_129624_Serie

Einstellblatt in Coscom abgelegt.

Hinweis: Werden die im Procella-Prüfplan geforderte Rundheit, Zylinderform und Rauigkeit nicht erreicht, ist bis zum Stabilisieren der Honahle vorzuhonen! Achtung: Rauigkeit entgegen der Zeichnung auf Rz = 4; Grund: Luftmessung benötigt geringe Rauigkeiten.

Bohrung vorgefertigt auf Ø 2,735±0,005

Querbohrung Ø1,015±0,01 während der Prozessausführung bei Bedarf entgraten: Querbohrung Ø1,015±0,01 bei Bedarf entgraten: Bohrung innen und aussen vollständig ohne losen oder überstehenden Grat. Wichtig: Bohrung darf weder innen noch aussen angefast werden !! Wenn notwendig, nur überstehende Grate entfernen. Begründung: Bohrung ist Anlagefläche für Anschlagstift = wichtige Funktion. Achtung: Bohrungs-Ø1,015±0,01 nicht verändern.

1.6.22 Johns

Während der laufenden Fertigung:

- Teile nicht antrocknen lassen
- im nassen Zustand entmagnetisieren
- Teile reinigen (AFO 0350)

Teilevermessung auf Messmaschine 014-1892/014-2892 nach Vorgabe des Procella-Prüfplans, siehe AFO 0570.

In F156410 als Schüttgut weiterliefern.

Vorgabezeiten zu Vorgang 0410 Folge 0

1,0 STD Maschinenzeit:

1,4 STD Vorgabezeit:

0,450 STD

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Fertigungshilfsmittel zu Vorgang 0410 Folge 0

F423880

Grenzlehrdorn D 2,750 +-0,002

F455590

Pneumatische Messeinrichtung

F475090

Palette f. Kopfwelle (Honen Kadia)

F479120

Luftmesssystem Stotz

F479180

Werkzeugaufnahme Spannflansch Kadia

Sirona Dental Systems GmbH Fertigungsauftrag

Datum: 06.05.2022

Seite: 007/009

Auftrag Auftragsmenge: 6506314

100 ST



Material :

T1 Kopfwelle

Vorq 0550 Folge 0

KostSt 761

ArbPl 001-2836

Menge ME 100 ST

Steu SI01

RückmeldNr 0054883865

Auftrag:



RückmeldNr:



Technologie:

Thorsten Barthel

Tel.: 3132

Beschreibung:

Reinigen Programm 6:

Waschvorrichtung: Waschkorb Reinigen und von Spänen säubern.

Weiterliefern in F156410

Vorgabezeiten zu Vorgang 0550 Folge 0

Rüstzeit: 0,210 STD Maschinenzeit:

STD

Vorgabezeit:

STD

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Vorg 0570

Folge 0

KostSt 880

ArbPl 014-1892

Menge ME 100 ST

Steu SI01

RückmeldNr 0054883869

Auftrag:



RückmeldNr:



Beschreibung:

Messen: 6391374 01 129624

Messen nach Vorgabe des Procella-Prüfplans unter Vorgang 0500.

1. 1892 6391374 01 129624

- Rundheit max. 2 μm (Messebene -1; -3; -5; -7; -9 mm)

- Zylinderform max. 3 μm (Messebene -1; -3; -5; -7; -9 mm)

2. 3892 6391374 01 129624

- Rz 4

Vorgabezeiten zu Vorgang 0570 Folge 0

0,650 STD

Maschinenzeit:

STD

Vorgabezeit:

STD

geprün 11 Jehar

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Seite: 008/009

Auftrag

6506314

100 ST

Auftragsmenge: Material :

6391374

T1 Kopfwelle

Vorg 0600 n

Folge KostSt 880

ArbPl 014-0892

Menge ME 100 ST

Steu SI01

RückmeldNr 0054883866

Auftrag:



RückmeldNr:



geprüft 11

Beschreibung:

Prüfen mit Procella: !-ZA-! 6391374 01 129624 Revision

- 1. Teile kpl. gratfrei
- 2. Ø 1,015 ±0,01
- 3. Ø 2,750 ±0,002
- 4. Maß 6,572 ±0,030
- 5. Maß 8,637 ±0,015
- 6. Maß $12,9 \pm 0,015$
- 7. WK-Maß 2,188±0,003

Entgegen der Zeichnung 2,188±0,004 zulässig

100% Prüfung:

Teil stößelseitig/Querbohrung auf Risse überprüfen

5 Teile/Auftrag:

Stresstest gem. Dokument 6391374 ALL 130236

Einpressdummy 6762475 mit Kniehebelpresse bündig in Kopfwelle einpresse. Prüfen unter Tischmikroskop auf Rissfreiheit im Pressbereich.

Bei positivem Testergebnis die 5 Prüflinge verschrotten und als Ausschuss rückmelden.

Vorgabezeiten zu Vorgang 0600 Folge 0

Rüstzeit:

1,0 STD Maschinenzeit:

0,2 STD

Vorgabezeit:

0,2 STD

!!! Achtung die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Auftragsmenge !!!

Vorgang 0600 Folge 0

6762475 Einpressdummy für Kopfwelle

Fertigungshilfsmittel zu Vorgang 0600 Folge 0

F423880

Grenzlehrdorn D 2,750 +-0,002

F416550 F455590

Einstellmass 2,188 fuer Messmittel Pneumatische Messeinrichtung